

モリナガFASPEK エライザ II キット  
牛乳(β-ラクトグロブリン)

2018年10月 作成

ロット番号下3桁:027以降

ジャンル	対象食品	測定値 μg/g	ジャンル	対象食品	測定値 μg/g	ジャンル	対象食品	測定値 μg/g	
穀類	上新粉	<0.31	魚介類	鮭	<0.31	コーヒー・ココア・茶類	コーヒー豆	<0.31	
	うるち米	<0.31		鯖	<0.31		ココアパウダー	<0.31	
	発芽玄米	<0.31		鮪	<0.31		緑茶	<0.31	
	赤米	<0.31		鰹節	<0.31		紅茶(ダーズリン)	<0.31	
	黒米	<0.31		イカ	<0.31	海藻類	あおのり	<0.31	
	もち米	<0.31		タコ	<0.31		焼きのり	<0.31	
	そば	<0.31		ブラックタイガー(加熱)	<0.31		ひじき	<0.31	
	ひえ	<0.31		ズワイガニ(加熱)	<0.31		めかぶ	<0.31	
	あわ	<0.31		伊勢エビ	<0.31		わかめ	<0.31	
	きび	<0.31		オマールエビ	<0.31		日高昆布	<0.31	
	小麦	<0.31		あさり	<0.31	ローズマリー	<0.31		
	ライ麦	<0.31		アワビ	<0.31	バニラビーンズ	<0.31		
	大麦	<0.31		ホタテ貝柱	<0.31	クミン	<0.31		
	大麦麦芽	<0.31		たらこ	<0.31	ポピーシード	<0.31		
	エン麦	<0.31		いくら	<0.31	フェンネル	<0.31		
	はと麦	<0.31	肉類	牛肉	<0.31	山椒	<0.31		
	トウモロコシ	<0.31		牛肉(加熱)	<0.31	ブラックペッパー	<0.31		
	とうもろこし(乾燥)	<0.31		牛レバー	<0.31	ホワイトペッパー	<0.31		
	アマランサス	<0.31		鶏肉	<0.31	カルダモン	<0.31		
	キヌア	<0.31		鶏肉(加熱)	<0.31	セイジ	<0.31		
芋類・澱粉	サゴヤシ粉	<0.31		鶏レバー	<0.31	クローブ	<0.31		
	じゃがいも	<0.31		豚肉	<0.31	赤とうがらし	<0.31		
	ポテトフレーク	<0.31		豚肉(加熱)	<0.31	ホースラデッシュ	<0.31		
	山芋	<0.31		豚レバー	<0.31	生わさび	<0.31		
豆類	大豆	<0.31		卵類	鶏卵	<0.31	しょうが	<0.31	
	小豆	<0.31	鶏卵(加熱)		<0.31	カレーパウダー	<0.31		
	大正金時	<0.31	乾燥全卵		<0.31	ナツメグ	<0.31		
	グリーンピース	<0.31	乳製品類	牛乳		シナモン	<0.31		
	紫花豆	<0.31		バター	>20	コリアンダー	<0.31		
	大福豆	<0.31	野菜類	スキムミルク		バジル	<0.31		
	虎豆	<0.31		トマト	<0.31	タイム	<0.31		
	黒豆	<0.31		タマネギ	<0.31	ローレル	<0.31		
そらまめ	<0.31	ほうれん草		<0.31	陳皮	<0.31			
落花生	<0.31	にんにく		<0.31	うこん	<0.31			
種実類	アーモンド(ロースト)	<0.31	きのこ類	しいたけ	<0.31	増粘多糖類	カラギナン(イオタイプ)100倍抽出	4.98	
	ピーカンナッツ(ロースト)	<0.31		まつたけ	<0.31		カラギナン(カッパタイプ)50倍抽出	4.97	
	カシューナッツ(ロースト)	<0.31		マッシュルーム	<0.31		カラギニン(ラムダタイプ)50倍抽出	1.73	
	マカダミアナッツ(ロースト)	<0.31	果実類	オレンジ	<0.31		ジェランガム50倍抽出	<0.78	
	ピスタチオ(ロースト)	<0.31		キウイ	<0.31		ローカストビーンガム200倍抽出	<3.12	
	ヘーゼルナッツ(ロースト)	<0.31		リンゴ	<0.31		ロートメキシルペクチン50倍抽出	<0.78	
	クルミ(ロースト)	<0.31		もも	<0.31		キサントガム50倍抽出	<0.78	
	白ごま	<0.31		バナナ	<0.31		グアーガム1000倍抽出	<15.6	
	いりごま(白)	<0.31		レーズン	<0.31		その他	ゼラチン	<0.31
	黒ごま	<0.31		ココナッツパウダー	<0.31			酵母エキス	<0.31
	いりごま(黒)	<0.31		ココナッツミルク	<0.31				
	銀杏	<0.31							
	松の実	<0.31							
	クコの実	<0.31							
	クチナシの実	<0.31							
	麻の実	<0.31							

反応性を示す食品です

実験条件

各食品を20倍量の検体抽出液で抽出、得られた抽出液を更に20倍希釈し、最終400倍希釈で測定しました。(通知法に準拠)

これらの測定値はキットの製造番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。