

# ナトラップ<sup>®</sup>Pro 小麦(グルテン) 食品反応性データ

2017年8月 作成

ロット番号下3桁:001~004

ジャンル	対象食品	検査結果
穀類	白米粉	-
	精米	-
	発芽玄米	-
	もち米	-
	そば	-
	ひえ	-
	あわ	-
	きび	-
	小麦	-
	ライクリスプ(ライ麦)	※1
	大麦	※1
	大麦麦芽	※1
	エン麦	+
	はと麦	-
	とうもろこし	-
	コーンフラワー	-
	アマランサス	-
キヌア	-	
芋類・澱粉類	サゴヤシ粉	-
	山芋	-
	ばれいしょでんぷん	-
豆類	大豆(乾燥)	-
	小豆(乾燥)	-
	大正金時(乾燥)	-
	虎豆(乾燥)	-
	そらまめ	-

ジャンル	対象食品	検査結果
種実類	落花生	-
	アーモンド(ロースト)	-
	カシューナッツ(ロースト)	-
	マカダミアナッツ(ロースト)	-
	ピスタチオ(ロースト)	-
	クルミ(ロースト)	-
	いりごま(白)	-
	いりごま(黒)	-
魚介類	鮭	-
	鯖	-
	イカ	-
	タコ	-
	ブラックタイガー	-
	ズワイガニ	-
	ホタテ貝柱	-
	生たらこ	+
	生ずじこ	-
肉類	牛肉	-
	鶏肉	-
	豚肉	-
卵類	鶏卵	-
	乾燥全卵	-
乳製品類	牛乳	-
	スキムミルク	-
野菜類	トマト	-
	タマネギ	-
	ほうれん草	-
きのこ	マッシュルーム	-

ジャンル	対象食品	検査結果
果実類	オレンジ	-
	キウイ	-
	リンゴ	-
	もも	-
	バナナ	-
	ココナッツミルク	-
コーヒー・ココア・茶類	コーヒー豆	-
	ココアパウダー	-
海藻類	緑茶	-
	焼き岩のり	-
	ひじき	-
香辛料類	生わかめ	-
	クミン	-
	ポピーシード	-
	ブラックペッパー	-
	ホワイトペッパー	-
	とうがらし粉末	-
	生わさび	-
	しょうが	-
	カレーパウダー	-
	シナモン	-
	コリアンダー	-
	うこん	-
増粘多糖類	ロートメキシルペクチン 50倍抽出	-
	グアーガム1000倍抽出	-
その他	ゼラチン	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性 (反応性を示す食品です)

※1 交差反応を示す食品です。高濃度に含まれる場合、検査結果が陰性となる場合がありますので、ご注意ください。

## 実験条件

各食品を20倍量の抽出液で抽出、得られたろ液を更に希釈液で10倍に希釈し、最終200倍で検査しました。

これらの検査結果はキットの製造番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。