

2007年4月23日

お客様各位

モリナガ FASPEK そば測定キットの小麦偽陽性反応について

株式会社 森永生科学研究所



謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また平素より弊社製品をご愛用いただきますこと心より御礼申し上げます。

さて、弊社製品「モリナガ FASPEK そば測定キット」の下記に示しますロットにおきまして小麦に対し 1ppm 前後の偽陽性反応を示すことが判明致しました。これらのロットをお使いになられる場合、ご注意頂けますようお願い申し上げます。これらのロットをお使いになり、陽性反応を示しましたサンプルにつきましては、サンプルを弊社までお送り頂ければ弊社で偽陽性反応かどうか確認を行いご報告申し上げます（ご依頼は弊社営業部で承っております）。

なお偽陽性反応への対策を施しましたキットは5月連休明けに出荷出来る予定です。

お客様におかれましては大変ご迷惑をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。

謹白

— 記 —

該当ロット

0701SABW19-S

0702SABW 20-S

0703SABW 21-S

0704SABW 22-S

0701SABW 19-F

0702SABW 20-F

0703SABW 21-F

0704SABW 22-F

【本件につきましてのお問い合わせ】

株式会社 森永生科学研究所 営業部

電話：045-791-7673 （代表）

ファックス：045-791-7675