

ナトラップ[®]Pro II 小麦(グルテン) 食品反応性データ

2020年3月 作成

ロット番号:PG001~

ジャンル	対象食品	検査結果
穀類	上新粉	-
	うるち米	-
	発芽玄米	-
	もち米	-
	そば	-
	ひえ	-
	あわ	-
	きび	-
	小麦粉	-
	ライ麦	※1
	大麦	※1
	大麦麦芽	※1
	エン麦	+
	はと麦 ※2	-
	とうもろこし	-
	とうもろこし(乾燥)	-
	アマランサス	-
キヌア	-	
芋類・澱粉類	サゴヤシ粉	-
	山芋	-
	ばれいしょでんぷん	-
豆類	大豆	-
	小豆	-
	大正金時	-
	虎豆	-
そらまめ	-	

ジャンル	対象食品	検査結果
種実類	落花生	-
	アーモンド(ロースト)	-
	カシューナッツ(ロースト)	-
	マカダミアナッツ(ロースト)	-
	ピスタチオ(ロースト)	-
	クルミ(ロースト)	-
	いりごま(白)	-
	いりごま(黒)	-
	魚介類	鮭
鯖		-
イカ		-
タコ		-
ブラックタイガー(加熱)		-
ズワイガニ(加熱)		-
ホタテ貝柱		-
たらこ		-
いくら		-
肉類		牛肉
	鶏肉	-
	豚肉	-
卵類	鶏卵	-
	乾燥全卵	-
乳製品類	牛乳	-
	スキムミルク	-
野菜類	トマト	-
	タマネギ	-
	ほうれん草	-
きのこ	マッシュルーム	-

ジャンル	対象食品	検査結果
果実類	オレンジ	-
	キウイ	-
	リンゴ	-
	もも	-
	バナナ	-
	ココナッツミルク	-
	ココア・茶	コーヒー豆
	ココアパウダー	-
	緑茶	-
海藻類	焼きのり	-
	ひじき	-
	わかめ	-
	日高昆布 ※2	-
香辛料類	クミン	+
	ポピーシード	-
	ブラックペッパー	-
	ホワイトペッパー	-
	赤とうがらし	-
	しょうが	-
	シナモン	-
	コリアンダー	-
	うこん	-
増粘多糖類	ローメキシルペクチン	-
	50倍抽出	-
	グアーガム1000倍抽出	-
その他	ゼラチン	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性

※1 交差反応を示す食品です。高濃度に含まれる場合、検査結果が陰性となる場合がありますので、ご注意ください。

※2 検査溶液が流れにくい場合があります。

ナトラップPro II の取扱説明書に従い〔推奨抽出法〕で抽出し、検査をしました(増粘多糖類を除く)。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。