

ナノトラップ®Pro II 大豆 食品反応性データ

2022年9月 作成

ロット番号:PS001~

| ジャンル | 対象食品 | 検査結果 | |
|-----------|------------|-------|---|
| 穀類 | 上新粉 | - | |
| | うるち米 | - | |
| | 発芽玄米 | - | |
| | もち米 | - | |
| | そば | - | |
| | ひえ | - | |
| | あわ | - | |
| | きび | - | |
| | 小麦粉 | - | |
| | ライ麦 | - | |
| | 大麦 | - | |
| | 大麦麦芽 | - | |
| | オーツ麦 | - | |
| | はと麦 | -※ | |
| | とうもろこし | - | |
| | とうもろこし(乾燥) | - | |
| | アマランサス | - | |
| | キヌア | - | |
| | 芋類・澱粉類 | サゴヤシ粉 | - |
| | | 山芋 | - |
| ばれいしょでんぷん | | - | |
| 豆類 | 大豆 | + | |
| | 小豆 | - | |
| | 大正金時 | - | |
| | 虎豆 | - | |
| そらまめ | - | | |

| ジャンル | 対象食品 | 検査結果 |
|--------------|----------------|------|
| 種実類 | 落花生 | - |
| | アーモンド(ロースト) | - |
| | カシューナッツ(ロースト) | - |
| | マカダミアナッツ(ロースト) | - |
| | ピスタチオ(ロースト) | - |
| | クルミ(ロースト) | - |
| | ペカンナッツ(ロースト) | - |
| | いりごま(白) | - |
| | いりごま(黒) | - |
| | 魚介類 | 鮭 |
| 鯖 | | - |
| イカ | | - |
| タコ | | - |
| ブラックタイガー(加熱) | | - |
| ズワイガニ(加熱) | | - |
| ホタテ貝柱 | | - |
| たらこ | | - |
| いくら | | - |
| 肉類 | | 牛肉 |
| | 鶏肉 | - |
| | 豚肉 | - |
| 卵類 | 鶏卵 | - |
| | 鶏卵(加熱) | - |
| 乾燥全卵 | 乾燥全卵 | - |
| | 乾燥全卵 | - |
| 乳製品類 | 牛乳 | - |
| | スキムミルク | - |
| 野菜類 | トマト | - |
| | タマネギ | - |
| | ほうれん草 | - |
| きのこ | マッシュルーム | - |

| ジャンル | 対象食品 | 検査結果 |
|------------|-------------------|------|
| 果実類 | オレンジ | - |
| | キウイ | - |
| | リンゴ | - |
| | もも | - |
| | バナナ | - |
| | ココナッツミルク | - |
| コーヒー・ココア・茶 | コーヒー豆 | - |
| | ココアパウダー | - |
| 海藻類 | 緑茶 | - |
| | 焼きのり | - |
| | ひじき(茹で) | - |
| | わかめ(生) | - |
| 香辛料類 | 昆布(日高) 200倍抽出 | + |
| | クミン | - |
| | ポピーシード | - |
| | ブラックペッパー | - |
| | ホワイトペッパー | - |
| | 赤とうがらし | - |
| | しょうが | - |
| | シナモン | - |
| | コリアンダー | - |
| | うこん | - |
| 増粘多糖類 | ローメトキシルペクチン 50倍抽出 | - |
| | グアーガム1000倍抽出 | - |
| その他 | ゼラチン | - |

| 検査結果 | |
|------|----|
| - | 陰性 |
| + | 陽性 |

※検査溶液が流れにくい場合があります。

ナノトラップPro II の取扱説明書に従い〔推奨抽出法〕で抽出し、検査をしました(増粘多糖類、昆布(日高)を除く)。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。