

2020年10月6日

お客様各位

モリナガ マウス/ラットインスリン測定キット取扱説明書 誤表記のお詫び

株式会社森永生科学研究所



謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社商品に格別のご愛顧を賜り心より御礼申し上げます。

さて、モリナガ マウス/ラットインスリン測定キットの取扱説明書（2020年7月第1版）に誤りがありましたので、下記のように訂正いたします。お客様におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

今後はこのようなことがないように細心の注意を払ってまいりますので、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

謹白

—記—

1. 訂正箇所 5 ページ 標準曲線用インスリン溶液の濃度

(誤) 12.5 → (正) 2.5

※標準曲線用インスリン溶液の調製法の正しい表

	標準曲線用インスリン溶液 (ng/mL)							
	10	5	2.5	1.25	0.625	0.313	0.156	0
インスリン標準溶液	200	50						
検体希釈液または培地等 ^{※1}		50	50	50	50	50	50	50
総液量	200	100	100	100	100	100	100	100

(μ L)

本件に関するお問い合わせ先
株式会社森永生科学研究所 営業部
info_miobs@morinaga.co.jp/TEL:045-791-7674

以上