

平成 29 年 7 月吉日

お客様各位

ナノトラップ®Pro 仕様のご案内

株式会社 森永生科学研究所

【変更点の概要】

ナノトラップ®II R（以下、現行品）からナノトラップ®Pro（以下、新製品）の変更点は、「検体抽出液の名称および調製済み試薬での提供」、「希釈液の名称および容量」、「テストスティックの数量」、「希望小売価格」となります。

下記が変更点でございますので、ご確認くださいませようお願いいたします。

A. キットの構成（赤字が変更点）

品名	容量	数量
抽出液（調製済ExSta™）	19mL	10本
希釈液①	12mL	1本
希釈液②	1.2mL	1本
テストスティック		10本
取扱説明書		1部

※抽出液は、ナノトラップ®II Rの抽出用試薬（A液、B液、C液）を、あらかじめ精製水で希釈した試薬です。希釈せずそのままご使用ください。

※抽出液は、モリナガFASPEKエライザIIの検体抽出液と同じ試薬組成です。

※抽出液に沈殿が生じている場合は、加温溶解してから使用してください。

また、開封後の抽出液は速やかに使用してください。

※希釈液①と希釈液②は、それぞれナノトラップ®II RのD液、E液と同一の試薬です。

※抽出液、希釈液①、希釈液②はナノトラップ®Proの各キットで共通の試薬です。

B. 操作手順の変更点

- 抽出液の調製が不要になります。
- 検査溶液調製時に加える抽出液量が 19mL から全量となります。
例：均質化した検体 1g をポリプロピレン製遠心管（50mL）にとり、
抽出液を全量加えます。

C. 希望小売価格

テスト数変更に伴い、希望小売価格を 16,000 円（税抜）とします。

以上